

Distribuito da:



## METROLOGIKA BIO H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>



Disinfettante pronto all'uso per la decontaminazione, per via aerea, di superfici ed ambienti in abbinamento con il dispositivo MICRO ONE.

### Proprietà e modalità d'impiego.

BIO H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> è un disinfettante, contenente Perossido d'Idrogeno, pronto all'uso per l'istantanea ed efficace disinfezione degli ambienti e delle superfici in essi contenute. Studi di laboratorio dimostrano la sua capacità di inattivare virus, batteri, spore e funghi.

BIO H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> si degrada rapidamente, senza lasciare residui e creare umidità. Non è necessario rimuovere il prodotto dalle superfici trattate.

BIO H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> è stato appositamente formulato per tutti quegli operatori che necessitano di disinfettare frequentemente gli ambienti e le superfici in essi contenute per mantenere il livello microbiologico e qualitativo al di sotto del RIM (Rischio Infettivo Minimo): l'azione germicida specifica di BIO H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> è scientificamente comprovata.

BIO H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> può essere impiegato solo ed esclusivamente in abbinamento con il dispositivo METROLOGIKA MICROONE.

BIO H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> risulta molto pratico all'uso in quanto non necessita di miscelazione e/o manipolazione aggiunte.

BIO H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> è quindi specifico per la disinfezione degli ambienti e delle superfici in essi contenute quali ambulatori sanitari e dentistici, sale operatorie, rianimazioni e reparti ospedalieri, industrie farmaceutiche, Laboratori di Microbiologia e qualsiasi ambiente critico che necessita di un contenimento del livello qualitativo microbiologico entro i parametri di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

BIO H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> può essere utilizzato per la Sanificazione degli ambienti e delle superfici in essi contenute quali Aziende Alimentari, Reparti di Stoccaggio e Celle Frigorifere, Ristorazione, Alberghi, Navi, Aerei, che necessitano di una efficace attività di Sanificazione.

BIO H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> trova utile impiego, inoltre in tutti quegli ambienti nei quali, per legge, è prevista una attività periodica di prevenzione e messa in sicurezza volta alla tutela della salute dei lavoratori, quali: Uffici, Impianti di Areazione, Trasporti Pubblici, Asili, Scuole ecc..



Distribuito da:

## Spettro d'azione

BIO H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> è efficace in un tempo compreso tra 15' e 1 ora, contro batteri Gram+ e Gram-, Miceti, Micobacterium Tuberculosis, Virus dell'influenza A H1N1, Acinetobacter Baumannii, Clostridium Difficile, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Salmonella Enteritidis, Listeria Monocytogenes, Enterococcus

ATTIVITA'	STANDARD	ATTIVITA'	STANDARD
Battericida, Fungicida e Sporicida	AFNOR NF T 72 – 281	Battericida	UNI EN 1272
Sporicida	UNI EN 13704	Micobattericida	NF EN 1272 NF EN 14348
Battericida su Ceppi multiresistenti	UNI EN 1276	Battericida su Ceppi di interesse alimentare	UNI EN 1276

## Indicazioni:

disinfezione per via aerea di ambienti e superfici in essi contenute.

## Avvertenze:

Non erogare in presenza di animali o persone.

Utilizzare solo ed esclusivamente con il dispositivo MICROONE

Non applicare su cute lesa e mucose.

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Conservare il recipiente ben chiuso, lontano da fonti di calore. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non ingerire. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o etichetta.

Seguire attentamente le istruzioni e le modalità d'uso.

### COMPOSIZIONE: 1000 g. di BIO H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> CONTENGONO (p/p):

Perossido d'Idrogeno	6 – 12%
Stabilizzanti, Tensioattivi, Acqua Biosmotizzata o equivalente	100%